

肌酐(CRE)测定试剂盒说明书(简化版)

微板法 96T

【试剂组成】

试剂名称	规格装量	保存条件
试剂一(R1): 酶溶液 A	18ml	4℃避光保存
试剂二 (R2): 酶溶液 B	6ml	4℃避光保存
试剂三: 标准品(442 μ mol/L)	100 μ1	4℃保存
96 孔平底酶标板	一块	室温放置

【检验原理】

肌酐在肌酐酰胺水解酶的催化下生成肌酸,肌酸在肌酸胺基水解酶的催化下水解成肌氨酸和尿素,肌氨酸再经肌氨酸氧化酶催化生成甘氨酸、甲醛和过氧化氢。过氧化氢与 2,4-(6-三碘-3-羟基苯甲酸)及 4-氨基安替比林在过氧化物酶的催化下反应生成紫红色化合物。可通过 546nm 波长比色测定。

肌酐+水 ————	→ 肌酐酰胺水解酶	肌酸
肌酸 $+H_2O+O_2$ ————————————————————————————————————	肌氨酸+尿素肌氨	酸+H ₂ O+O ₂
———→ ^{肌氨酸氧化酶} 甘氨酸+HCHO+H ₂ O	O ₂ 2H ₂ O ₂ +4-氨基多	· 替比林+2,
4-DCP ———— ^{过氧化物酶}	醌亚胺+4H2O	

【储存条件及有效期】

试剂盒 2~8℃保存,有效期 1 年。

【操作步骤】

加入物 孔别	测定(T)	标准(S)	空白 (B)	
样本	6 µ l			
试剂三:标准品		6 µ l		
双蒸水			6 µ 1	
试剂一: 酶溶液 A	180 μ	180 μ	180 μ	
37℃孵育 5 分钟,546nm 波长测定吸光度值 A1				
试剂二: 酶溶液 B	60 µ l	60 µ l	60 µ l	
37℃孵育 5 分钟,546nm 波长测定吸光度值 A2				



【计算公式】

肌酐含量 (测定 A -K*测定 A) - (空白 A -K*空白 A) 标准品浓度 (μ mol / L)(标准 A₂ -K*标准 A₁) - (空白 A₂ -K*空白 A₁)(442 μ mol/L)

注: 稀释因子 *K* = 加样量+酶溶液 A 体积 = 186 加样量+酶溶液 A 体积+酶溶液 B 体积 积 246