

荧光抗体稀释液(Kolmers 法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

荧光抗体稀释液用于荧光染色时一抗(primary antibody)、二抗(secondary antibody) 的稀释和配制。当荧光抗体的染色如果背景较高，可以用荧光抗体稀释液(Kolmers 法)稀释至临界浓度，使特异性染色呈阳性而非特异性染色呈阴性，荧光抗体稀释液(Kolmers 法)由 Kolmers 盐等组成，为无色液体，减少非特异性荧光，宜做常规应用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
荧光抗体稀释液(Kolmers 法)	50ml/100ml	1 份	12 个月	RT

自备材料：

- 1、载玻片
- 2、盖玻片
- 3、荧光显微镜

操作步骤(仅供参考)：

- 1、按实验具体要求操作，稀释抗体后应 4℃避光保存。

注意事项：

- 1、荧光物质均易发生淬灭，染色后的样品宜避光保存。
- 2、在使用荧光抗体稀释液的情况下，虽然可减缓淬灭，仍需尽量避光。

相关产品：

血清封闭剂
载玻片核酸酶清洗试剂盒
过氧化物酶封闭液(H2O2 法)
通用强力抗原修复液(10×)
酸性磷酸酶封闭液(100×)
醋酸银显影液