

# 乳酚油说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

## 产品简介：

乳酸酚棉蓝染色液是细胞不变形，具有杀菌，且不易干燥，能保持较长时间，是霉菌菌丝、孢子的形态常分类的重要依据。

乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似，但不含棉蓝染料，主要由苯酚、乳酸、甘油等组成，适用于植物组织整体封藏，如藻、花粉粒、表皮撕片等其他小材料的封藏。乳酚油亦可作为浮载剂或封固剂，制作半永久的标本，用于病原真菌整体封固。

## 自备材料：

- 1、盖玻片、载玻片
- 2、显微镜

## 操作步骤(仅供参考)：

### (一)植物材料：

- 1、取要封固的植物材料，如藻、花粉粒、表皮撕片等。
- 2、滴加乳酚油于植物材料上，使材料接触尽量封片液，尽量避免气泡。

(二)其它样品：参考贴组织切片进行操作。

## 注意事项：

- 1、封固之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。