

沙黄/藏红 T 水溶液(2%)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

沙黄/藏红 T 水溶液(2%)主要由沙黄、去离子水组成，可用于布氏杆菌染色或其他用途。

自备材料：

- 1、载玻片、盖玻片
- 2、酒精灯
- 3、光学显微镜

操作步骤(仅供参考)：

- 1、涂片：载玻片编号，于载玻片中央滴加 2~3 滴沙黄/藏红 T 水溶液(2%)，加热至出现蒸汽，约 0.5~1min。
- 2、加盖洁净的盖玻片，轻轻按压制成压片。
- 3、光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

注意事项：

- 1、涂片之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
- 2、待检细菌培养时间会影响染色，阳性菌培养过长或已死亡或细菌溶解，都常呈阴性反应。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。