

铅盐染色液(玫棕酸法)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

铅对人体有害，过量的铅可沉积人体组织内，特别是骨骼和肾小管，铅盐染色有玫棕酸法、Timm 硫化银法等。铅盐染色液(玫棕酸法)是利用螯合剂玫棕酸钠与铅盐结合，形成红色螯合物。染色过程中应避免使用含汞的固定剂，适用于石蜡切片。

自备材料：

- 1、无水乙醇
- 2、蒸馏水
- 3、恒温箱

操作步骤(仅供参考)：

- 1、常规固定，常规浸蜡包埋，脱蜡至蒸馏水。
- 2、入玫棕酸染色液浸染 1h。蒸馏水冲洗。
- 3、入固绿染色液复染 1min。蒸馏水冲洗 3 次。
- 4、常规脱水透明，中性树胶封固。

注意事项：

- 1、避免使用含汞的固定剂。
- 2、亦可恒温箱 60~65℃加热后，载玻片置于预热的玫棕酸染色液 5min。