

潘氏试剂(PandyReagent)说明书

本产品仅供体外研究使用,不得用于临床诊断

产品简介:

脑脊液(Cerebro-SpinalFluid,CSF)是存在于脑室、蛛网膜下腔和脊髓中央管内的无色透明液体,由脑室中的脉络丛产生,与血浆和淋巴液的性质相似,正常成年人的脑脊液约 100~150ml,弱碱性,不含红细胞,具有一定的化学成分和压力,对维持颅压的相对稳定有重要作用,当中枢神经系统受损时,脑脊液的检测成为重要的辅助诊断手段。

潘氏试剂(PandyReagent)主要成分为苯酚,脑脊液中球蛋白与苯酚结合,可形成不溶性蛋白盐而下沉,产生白色浑浊或沉淀,该检测法又称潘氏(Pandy)实验,多用于人或动物脑脊液的蛋白定性检查。本试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	规格		保存条件	说明书	有效期
潘氏试剂(PandyReagent)	100ml	500ml	RT 避光	1 份	1年

操作步骤(仅供参考):

- 1、取小试管,加入 2~3mlPandyReagent。
- 2、滴加脑脊液 $1\sim2$ 滴(约 $0.05\sim0.1$ ml),混匀,黑色背景下立即观察。

结果判断:

阴性	清晰透明,不显雾状		
极弱阳性(土)	微呈白雾状,在黑色背景下才可见。		
阳性(+)	灰白色云雾状		
(2+)	白色浑浊		
(3+)	白色浓絮状沉淀		
(4+)	白色凝块		

注意事项:

1、样本收集后应立即送检,一般不应超过 1h。



2、正常时多为阴性或极弱阳性,有脑组织和脑脊髓疾患时呈阳性反应。

相关产品:

甘油三酯(TG)检测试剂盒(GPO-PAP 双试剂微板法)		
钙检测试剂盒(邻甲酚酞络合酮微板法)		
钙检测试剂盒(邻甲酚酞络合酮比色法)		
钙检测试剂盒(甲基麝香草酚蓝微板法)		
钙检测试剂盒(甲基麝香草酚蓝比色法)		
复钙交叉检测试剂盒		
粪便隐血定性检测试剂盒(匹拉米洞法)		
粪便隐血定性检测试剂盒(邻联甲苯胺法)		
斐林试剂(GB_T+5009.7-2016)		
斐林试剂(Fehling's+solution)		