

强 Tris 盐缓冲液(pH7.5)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

抗体的稳定性对于抗体的保存和使用极其重要，IgG 是最稳定的球蛋白之一，通常在 pH5～9、浓度小于 20mg/ml 的缓冲液中最稳定。强 Tris 盐缓冲液(pH7.5)由 Tris-HCl(pH7.5)、氯化钠、防腐剂、保护剂等组成，不含磷酸盐，pH=7.5，可用于常规抗体的保存。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
强 Tris 盐缓冲液(pH7.5)	100ml	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

1、制备好的抗体充分溶解于强 Tris 盐缓冲液(pH7.5)后，4℃保存 1 年，-20℃保存 2 年或更长时间。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

SDS-PAGE 下层胶预混液(6%)
TEA-Tricine-SDS 电泳粉剂(1×)
TEA-Tricine-SDS 电泳缓冲液(20×, pH8.3)
Tricine-SDS-PAGE 凝胶配制试剂盒
Tris-HCl 缓冲液(0.5mol/L, pH6.8)
Tris-HCl 缓冲液(1.5mol/L, pH8.8)
Tris-HCl 缓冲液(1mol/L, pH6.8)