

抗体储存液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

抗体的稳定性对于抗体的保存和使用极其重要，IgG 是最稳定的球蛋白之一，通常在 pH5~9、浓度小于 20mg/ml 的缓冲液中最稳定。抗体储存液由磷酸盐、保护剂等组成，pH=7.0~7.2，可用于常规抗体的保存。由于本品含有保护剂，可有效避免在低温条件下抗体溶液结冰的情况。本产品仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
抗体储存液	100ml	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

1、将制备好的抗体溶液与抗体储存液按 1:2~3 的比例混合，充分溶解后，4℃条件下可短期保存，-20℃~-80℃保存 2 年或更长时间。

注意事项：

1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Acr-Bis (30%_1.6%, 活性炭处理)
Acr-Bis (30%_1.6%)
Acr-Bis (30%_0.8%)
Acr-Bis (30%, 37.5_1)
Acr-Bis (30%, 29_1)