

Tris-甘氨酸电泳缓冲液(5×)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液。1×工作液中含有 25mM Tris、250mM 甘氨酸、1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液，本试剂是 5 倍浓缩的溶液，主要由 125mM Tris、1.25M 甘氨酸、5%SDS 组成。使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 5 倍后使用。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
Tris-甘氨酸电泳缓冲液(5×)	500ml/5L	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后使用。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

IEF 电极缓冲液(10×, pH5.0-8.0)
IEF 电极缓冲液(5×, pH2.5-4.5)
IEF 电极缓冲液(5×, pH3.5-9.5)
Laemmli 加样缓冲液(2×)
PAGE 不连续蛋白加样缓冲液(5×)