

WB Super RIPA Lysis Buffer 说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

描述：

1. 可以很好的裂解细胞膜及细胞核，从而更好的完全释放胞浆蛋白、核蛋白和膜蛋白。
2. 对于核蛋白，经 WB Super RIPA Lysis Buffer 裂解后，核蛋白与粘稠的基因组 DNA 分离，离心后核蛋白存在于上清中，核蛋白的捕获率高达 90%。
3. 对于膜蛋白，WB Super RIPA Lysis Buffer 可最大程度的破坏细胞膜和变性蛋白，使蛋白与膜分离，防止蛋白与膜复合物在离心后沉淀，从而防止蛋白丢失。
4. 在提取蛋白过程中，基因组 DNA 释放使得蛋白提取液变的十分粘稠，使用 Benzonase 核酸酶消化可有效解决。

储存

置于室温阴凉处，可保存 2 年。