

Tris-磷酸电泳缓冲液(10×TPE)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Tris-磷酸电泳缓冲液简称 TPE，1×TPE 工作液中含有 90mM Tris-磷酸、2mM EDTA。Tris-磷酸电泳缓冲液是 10 倍浓缩的 TPE，主要由 900mM Tris-硼酸、20mM EDTA 等组成，使用时需用蒸馏水或去离子水稀释为 1×TPE 后使用。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
10×TPE	500ml	RT	1 份	1 年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×。
- 2、琼脂糖溶解于 1×TPE，加热熔化，冷却至 55℃后加染料，冷却至室温。
- 3、上样，电泳。

注意事项：

- 1、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Tris-甘氨酸电泳缓冲液(5×)
Tris-甘氨酸电泳缓冲液(10×)
Tris-甘氨酸电泳缓冲液(1×)
Tris-甘氨酸电泳粉剂(5×)
Tris-甘氨酸电泳粉剂(1×)