

Acr-Bis(40%,19:1)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶),包括 SDS-PAGE 胶等,可以用于蛋白或核酸的分离。丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液(40%Acr-Bis,19:1)主要由超纯丙烯酰胺(acrylamide):亚甲基双丙烯酰胺(bisacrylamide)组成,其比例为 19:1。

产品简介:

丙烯酰胺:亚甲基双丙烯酰胺溶液又称 Acr-Bis，常用的是 30%Acr-Bis(29:1)即为含 30% Acrylamide-Bisacrylamide 的水溶液，其中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 29:1，丙烯酰胺的总比例为 30%。

Acr-Bis(40%,19:1) 中 Acrylamide 和 Bisacrylamide 的比例为 19:1，丙烯酰胺总量为 40%，常用于配制丙烯酰胺凝胶(PAGE 胶)，包括 SDS-PAGE 胶等，可以用于蛋白或核酸的分离，是实验室的常用储备液。

操作步骤(仅供参考):

1、因具体实验而异，可以参考 SDS-PAGE 凝胶配制的说明。

注意事项:

- 1、Acr-Bis(40%,19:1)对人体有一定神经毒性，请注意适当防护。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。