

# 磷脂(PLIP)(氧化酶法)含量检测试剂盒

微板法 48 样

## 产品简介:

磷脂在磷脂酶 D 的作用水解生成胆碱和磷脂酸，胆碱被胆碱氧化酶氧化生成过氧化氢，过氧化氢与 4-氨基安替比林、DAOS 反应生成蓝色染料。此染料在 600nm 有大吸收峰，吸收强度与样本中磷脂含量成正比。

## 所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。

mlbio 酶联生物  
Good elisakit producers