

## 阿 魏 酸 含 量 检 测 试 剂 盒

**中文名称** : 阿魏酸含量检测试剂盒

**英文名称** : Ferulic Acid HPLC Assay kit

**储存条件** : 2-8°C

**产品包装** : 盒装

**检测方法** : 高效液相色谱法 HPLC

**有 效 期** : 6 个月

**产品规格** : 50T/48S

**产品简介** : 阿魏酸(Ferulic Acid)的化学名称为 4-羟基-3-甲氧基肉桂酸，是一种广泛存在于植物中的酚酸，在阿魏、当归、川芎、升麻、酸枣仁等中药材中的含量较高。阿魏酸在 320 nm 下有吸收峰，可以利用高效液相色谱法测定其含量。

**试验中所需的仪器和试剂：**

高效液相色谱仪(C18 柱(4.6×250 mm), 紫外检测器(VWD))、台式离心机、可调式移液枪、研钵/匀浆器、EP 管(2 mL)、针头式过滤器(50 个, 有机系, 0.45 μm), 注射器, 抽滤器, 滤膜(有机系、水系), 棕色进样瓶(50 个, 1.5 mL)、甲醇(色谱纯)、超纯水、甲醇(分析纯)。

**产品内容：**

**提取液**: 液体 80 mL ×1 瓶, 4°C保存。

**试剂一**: 液体 3 mL ×1 瓶, 4°C保存。

**试剂二**: 粉剂×2 瓶, 4°C保存。

**标准品**: 粉剂×1 瓶, 4°C避光保存。临用前加入 2.5 mL 甲醇配制成 2mg/mL 阿魏酸标准溶液, 4°C密封保存, 避免阳光直射。